

Finntip 20 μ l

Référence

Référence	Conditionnement
9400620	1000/sachet
9400610	10 x 384/rack
9400613	10 x 384/rack, stérile
94052020	10 x 384/rack, filtre stérile

Description du produit

- Finntip 20 / Finntip Filtre Micro 20 μ l stérile (94052020)

CE

- Oui

Utilisation

- Les pointes Finntip et les pipettes forment un système de transfert de liquide.

Composition

- Matériel : Polypropylène (PP), filtre PE

Caractéristiques

- Volume : 0,2-20 μ l
- Couleur : Transparent
- Graduation : Non
- Filtre : Non
- Stérilité : Non (sauf 9400613 et 94052020, Certificat de pureté inclus dans le packaging)
- Longueur : 33 mm
- Largeur: diamètre orifice pointe extérieur : 0,9 mm , diamètre orifice au niveau de l'embout : 4,4 mm
- Poids net : 0,11 g, avec filtre 0,12 g

Compatibilité pipette

- E.g. Finnpiquette™ F1/F2/0,2-2 μ l, micro, 0,5-5 μ l micro, 1-10 μ l micro



Visitez notre site pour plus d'information :

thermofisher.com/finntip

ThermoFisher
SCIENTIFIC