

Finntip 10µl filtre universelle

Référence

| Référence | Conditionnement |
|-----------|-----------------|
| 94052100 | 10 x 96 / rack |

Description du produit

- Finntip Filtre 10 µl, stérile

CE

- Oui

Utilisation

- Les pointes Finntip et les pipettes forment un système de transfert de liquide.

Composition

- Matériel : Polypropylène (PP), filtre PE

Caractéristiques

- Volume : 0,5-10 µl
- Couleur : Transparent
- Graduation : Non
- Filtre : Oui
- Stérilité : Certificat de pureté inclus dans le packaging
- Longueur : 52 mm
- Largeur: diamètre orifice pointe extérieur : 1 mm, diamètre orifice au niveau de l'embout : 7,4 mm
- Poids net : 0,12 g

Compatibilité pipette

- E.g. Finnpiquette™ F1/F2/Novus 1-10 µl

Visitez notre site pour plus d'information :

thermofisher.com/finntip

ThermoFisher
SCIENTIFIC