

Finntip 100µl à filtre Universelle

Référence

Référence	Conditionnement
94052200	10 x 96 / rack

Description du produit

- Finntip Filtre 100 µl, stérile

CE

- Oui

Utilisation

- Les pointes Finntip et les pipettes forment un système de transfert de liquide.

Composition

- Matériel : Polypropylène (PP), filtre PE

Caractéristiques

- Volume : 0,5-100 µl
- Couleur : Transparent
- Graduation : Non
- Filtre : Oui
- Stérilité : Certificat de pureté inclus dans le packaging
- Longueur : 52 mm
- Largeur: diamètre orifice pointe extérieur : 1 mm, diamètre orifice au niveau de l'embout : 7,4 mm
- Poids net : 0,35 g

Compatibilité pipette

- E.g. Finnpiquette™ F1/F2/Novus/5-50 µl/10-100 µl

Visitez notre site pour plus d'information :

thermofisher.com/finntip

ThermoFisher
SCIENTIFIC