

Finntip 100µl à filtre Version longue

Référence

Référence	Conditionnement
94052310	10 x 96 / rack

Description du produit

- Finntip Filtre 100 µl, stérile, version longue

CE

- Oui

Utilisation

- Les pointes Finntip et les pipettes forment un système de transfert de liquide.

Composition

- Matériel : Polypropylène (PP), filtre PE

Caractéristiques

- Volume : 0,5-100 µl
- Couleur : Transparent
- Graduation : Non
- Filtre : Oui
- Stérilité : Certificat de pureté inclus dans le packaging
- Longueur : 78 mm
- Largeur: diamètre orifice pointe extérieur : 1 mm, diamètre orifice au niveau de l'embout : 7,5 mm
- Poids net : 0,54 g

Compatibilité pipette

- E.g. Finnpiquette™ F1/F2/Novus 5-50µl, 10-100 µl

Visitez notre site pour plus d'information :

thermofisher.com/finntip

ThermoFisher
SCIENTIFIC