


FICHE TECHNIQUE

Référence	047146
Désignation	Seringue Finntips Stepper



Description :

- ✓ Seringue pour Finnpipette Stepper
- ✓ Filtre : non
- ✓ Conditionné en vrac

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Certificats ISO 9001 ISO 14001

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 5 ml
- ✓ Volume de distribution : 100, 200, 300, 400 et 500 µl

Unité de vente :

50 Seringues Finntips Stepper