


FICHE TECHNIQUE

Référence	047147
Désignation	Seringue Finntips Stepper



Description :

- ✓ Seringue pour Finnpipette Stepper
- ✓ Filtre : non
- ✓ Conditionné en vrac

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Certificats ISO 9001 ISO 14001

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 12,5 ml
- ✓ Volume de distribution : 250, 500, 750, 1 000 et 1 250 µl

Unité de vente :

50 Seringues Finntips Stepper
