


FICHE TECHNIQUE

Référence	047148
Désignation	Seringue Finntips Stepper



Description :

- ✓ Seringue pour Finnpipette Stepper
- ✓ Filtre : non
- ✓ Conditionné en vrac

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Certificats ISO 9001 ISO 14001

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 25 ml
- ✓ Volume de distribution : 500, 1 000, 1 500, 2 000 et 2 500 µl

Unité de vente :

20 Seringues Finntips Stepper
