


FICHE TECHNIQUE

Référence	047149
Désignation	Seringue Finntips Stepper



Description :

- ✓ Seringue pour Finnpipette Stepper
- ✓ Filtre : non
- ✓ Conditionné en vrac

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Certificats ISO 9001 ISO 14001

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Volume de distribution : 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 et 5 000 µl

Unité de vente :

10 Seringues Finntips Stepper
