

## Désignation

- Seringue finntip stepper 2,50ml sterile thermo
- Référence : 047152



Unité de vente : 50

---

## Description

- Pointes de pipettes Finntip™ Stepper
- Volume : 2.5 ml
- Volume distribué : 50, 100, 150, 200, 250 µl
- Stérile
- Certifications/Conformité : ISO 9001 et ISO 14001
- Compatibilité Pipette Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper
- Emballage individuel
- À utiliser avec Pipette Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper

