

Désignation

- Pointes Finntip 1000 μ L rack

Référence

- 047247

Unité de vente : 960



Description

- Pointes Finntip 100-1000 μ L rack
- Pour un pipetage précis. Les cônes de pipette Thermo Scientific™ Finntip™ sont fabriquées avec des matières premières de grande qualité et les techniques de moulage les plus récentes. La conception de ces Finntips est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides. Nos sites de production automatisée modernes et notre expertise garantissent la fabrication de surfaces hydrophobes uniformément lisses à l'intérieur et à l'extérieur des cônes qui préviennent la rétention des liquides.
- Volume 1000 μ L
- Non stérile
- Sans filtre
- Code couleur du plateau : bleu
- Longueur : 7.1 cm
- Format : Rack
- À utiliser avec (équipement) : Thermo Scientific™ Finnpipette™
- Gamme de produits Finntip
- Fit for Purpose Certified Quality