

FICHE TECHNIQUE

Finntip 1000µl Version longue

Référence

Référence	Conditionnement
9401410	1000/ bag
9401420	5 x 96 / rack
9401423	5 x 96 / rack, stérile

Description du produit

- Finntip 1000 µl, version longue

CE

- Oui

Utilisation

- Les pointes Finntip et les pipettes forment un système de transfert de liquide.

Composition

- Matériel : Polypropylène (PP), filtre PE

Caractéristiques

- Volume : 100-1000 µl
- Couleur : Transparent
- Graduation : Non
- Filtre : Non
- Stérilité : Non (sauf 9401423, Certificat de pureté inclus dans le packaging)
- Longueur : 105 mm
- Largeur: diamètre orifice pointe extérieur : 1,3 mm, diamètre orifice au niveau de l'embout : 9,5 mm
- Poids net : 1,07 g

Compatibilité pipette

- E.g. Finnpiquette™ F1/F2/ Novus 100-1000 µl

Visitez notre site pour plus d'information :

thermofisher.com/finntip

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Thermo Fisher Scientific - Thermo Electron LED SAS - 10, rue duquay trouin - 44807 Saint-Herblain - Tél. 02 28 03 20 00

© 2016 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.