

FICHE TECHNIQUE

Référence	047275
Désignation	Pointes



Description :

- ✓ Pointes Finntips
- ✓ Très haute précision
- ✓ Sans filtre
- ✓ Les pointes Flex sont plus souples, ont une meilleure adhésion à la pipette et une extrémité plus effilée
- ✓ Racks à code couleur
- ✓ Couvercles à charnière
- ✓ Autoclavable
- ✓ Longueur : 6 cm
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Volume : 5 – 200 µl
- ✓ Code couleur : jaune

Unité de vente :

10 Boîtes de 96 Pointes
