

FICHE TECHNIQUE

Référence	047276
Désignation	Pointe Finntips 200 μ l Flex (sur rack stérile) THERMO - rack de 96 pointes



Description :

- ✓ Utilisées avec les Finnpiettes, elles optimisent la précision... Compatibles avec toutes marques de micropipettes, les Finntips offrent une qualité de pointe exceptionnelle, un choix complet de présentation, et une garantie de précision et de reproductibilité qui font leur renommée et leur succès. Tous les Finntip stériles sont certifiés sans endotoxines, ADN, DNase et RNase free (pointes standard, à filtre et Biocon). Modèle ext. : extra-long.
- ✓ Pointes de très haute précision
- ✓ Les pointes Flex sont plus souples, ont une meilleure adhésion à la pipette et une extrémité plus effilée
- ✓ Finntip stériles certifiés sans endotoxines, ADN, DNase
- ✓ Modèle ext. : extra-long
- ✓ Racks avec couvercle
- ✓ Stérile
- ✓ Volume 5 - 200 μ l
- ✓ Matériau Polypropylène
- ✓ Longueur : 6 cm
- ✓ Couleur Jaune

Unité de vente :

960 Pointes