

FICHE TECHNIQUE

Référence	047278
Désignation	Pointes Finntips



Description :

- ✓ Pointes de très haute précision
- ✓ Les pointes Flex sont plus souples, ont une meilleure adhésion à la pipette et une extrémité plus effilée
- ✓ Recharges
- ✓ Sans filtre
- ✓ Autoclavables
- ✓ Volume : 5 – 200 µl
- ✓ Longueur : 6 cm
- ✓ Coloris naturel
- ✓ Plateau à code couleur : jaune

Unité de vente :

20 Plateaux de 96 pointes
