


FICHE TECHNIQUE

Référence	047614
Designation	Cliniplaque 96 fond plat (UB) Thermo



Description :

Code-barres Non

Fond Plat

Certifiés Non

Format Standard

Méthode de détection Colorimétrique

Array 8 x 12

Conditionnement 50 boîtes

Binding Type Hydrophobe

Couleur Transparent

Type de produit Microplaque

Matériau Polystyrène

Volume (métrique) des puits 450 µl

Nbre de puits 96

Volume (métrique) de travail 330 µl

Stérilité Non stériles

Traitement de surface Universal Binding (UB, liaison universelle)

Nb par paquet 25

Blocage de la plaque Aucun

Molécule cible Lipides

Carton de : 50