

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Référence | 047621 |
| Désignation | Plaque blanche pour fluorescence |



Description :

- ✓ Plaque Microfluor 1 blanche : très haut pouvoir réfléchissant de la lumière et un bruit de fond réduit en fluorescence
- ✓ Pour l'adorption de molécules hydrophobes
- ✓ En polystyrène
- ✓ Fond plat

Certificats :

- ✓ Non stérile

Caractéristiques techniques :

- ✓ 96 puits (8x12)
- ✓ Volume des puits : 330 µl / volume de travail : 280 µl

Unité de vente :

50 Plaques
