


FICHE TECHNIQUE

Référence	047625
Designation	Cliniplaque 96 noire UB Thermo



Description :

Propriété de liaison Hydrophobe
Fond Plat
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Méthode de détection Fluorescence
Array 8 x 12
Conditionnement 50 boîtes
Binding Type Adsorption
Couleur Noir
Type de produit Microplaque
Matériau PS
Volume (métrique) des puits 350 µl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 350 µl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Universal Binding (UB, liaison universelle)
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Fluorescence
Nb par paquet 25

Blocage de la plaque Néant
Quantité 50/boîte
Molécule cible Lipides
Carton de : 50