


FICHE TECHNIQUE

Référence	047632
Designation	Plaque polystyrène, fond plat Thermo



Description :

Fond C
Format Standard
Couvercle Sans couvercle
Array 8 × 12
Conditionnement 50 sachets, 10/boîte
Gamme de produits Microtiter™
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Matériau PS
Volume (métrique) des puits 330 µl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Nb par paquet 10
Quantité 50 / Bte
Carton de : 50