

FICHE TECHNIQUE

Référence	047671
Désignation	Plaques



Description :

- ✓ Plaques immuno
- ✓ Hydrophobe
- ✓ 96 puits
- ✓ Fond plat
- ✓ Revêtement de surface : polystyrène
- ✓ A utiliser avec (application) : luminescence
- ✓ Méthode de détection : fluorescent
- ✓ Volume du puit : 380 μ l
- ✓ Volume de travail : 330 μ l
- ✓ Couleur : blanc
- ✓ Molécule cible : lipides

Unité de vente :

50 Plaques
