

FICHE TECHNIQUE

Référence	047688
Désignation	Sabot de pesée



Description :

- ✓ Sabot de pesée en polystyrène flexible
- ✓ Biologiquement inerte
- ✓ Résistant aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
- ✓ Bec verseur pour distribuer facilement les échantillons sans fléchir le plat

Certificats :

- ✓ FDA / qualité alimentaire

Caractéristiques techniques :

- ✓ Températures d'utilisation : -10°C à +70°C
- ✓ Fond plat 12 mm
- ✓ Dimensions (L x l x h) : 83 x 132 x 26 mm

Unité de vente :

500 Sabots de pesée
