

FICHE TECHNIQUE

Référence	047693
Désignation	Mega Rack



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Entièrement assemblé
- ✓ Parfaits pour les laboratoires à haut débit nécessitant un grand stockage d'échantillons.
- ✓ Matériau robuste et léger pour un transport facile
- ✓ Identification alphanumérique pour la localisation et la récupération rapides des tubes
- ✓ Autoclavable
- ✓ Tubes : 10ml
- ✓ 240 puits
- ✓ Diamètre puit : 13 – 16 mm
- ✓ Dimensions : 67.5 x 26.7 x 9 cm
- ✓ Couleur : blanc

Unité de vente :

1 Mega rack
