

# Finntip 50 $\mu$ l

## Référence

Référence	Conditionnement
9400360	1000/sachet
9400370	10 x 384/rack
9400373	10 x 384/rack, stérile
94052060	10 x 384/rack, filtre stérile

## Description du produit

- Finntip 50 / Finntip Filtre Micro 50  $\mu$ l, stérile (94052060)

## CE

- Oui

## Utilisation

- Les pointes Finntip et les pipettes forment un système de transfert de liquide.

## Composition

- Matériel : Polypropylène (PP), filtre PE

## Caractéristiques

- Volume : 0,2-50  $\mu$ l
- Couleur : Transparent
- Graduation : Non
- Filtre : Non (sauf 94052060)
- Stérilité : Non (sauf 9400373 et 94052060, Certificat de pureté inclus dans le packaging)
- Longueur : 48 mm
- Largeur: diamètre orifice pointe extérieure : 0,9 mm , diamètre orifice au niveau de l'embout : 4,4 mm
- Poids net : 0,17 g, avec filtre 0,18 g

## Compatibilité pipette

- E.g. Finnpiquette™ F1/F2/0,2-2  $\mu$ l, micro, 0,5-5  $\mu$ l micro, 1-10  $\mu$ l micro, 2-20  $\mu$ l micro, 5-50  $\mu$ l micro.



Visitez notre site pour plus d'information :

[thermofisher.com/finntip](http://thermofisher.com/finntip)

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC