

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	047756
<b>Désignation</b>	POINTE FINNTIP 1200 $\mu$ L FLEX 50-1200 $\mu$ L RACK/96 THERMO



### Description :

- ✓ Assemblage plus étanche avec le module pipeteur, pour plus de précision et d'exactitude. Les pointes de pipettes spécifiques Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ réduisent la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, réduisant fortement les risques de microtraumatismes répétés (RSI).
- ✓ À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific™ Finnpipette™
- ✓ Gamme de produits Finntip Flex
- ✓ Volume 1200  $\mu$ l
- ✓ Non filtré
- ✓ Non stériles
- ✓ Couleur Turquoise
- ✓ Modèle FinnTip Flex 1200
- ✓ Longueur 8.7 cm
- ✓ Certifications/Conformité Fabrication selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485
- ✓ Compatibilité Thermo Scientific™ Finnpipette™
- ✓ Format Portoir

### Unité de vente :

960 Pointes