

FICHE TECHNIQUE

Référence	047762
Désignation	POINTE FINNTIP 1000 μ L WIDE 100- 1000 μ L VRAC THERMO



Description :

- ✓ Éliminez la fragmentation cellulaire provoquée par le cisaillement mécanique grâce aux pointes de pipettes à large orifice Thermo Scientific™ Finntip™, parfaites pour le pipetage de macromolécules.
- ✓ Volume 1000 μ l
- ✓ Non stérile
- ✓ Modèle Finntip 1000 Wide
- ✓ Longueur 7.2 cm
- ✓ Compatibilité Thermo Scientific™ Finnpipette™ 1000
- ✓ Format En vrac
- ✓ Conditionnement 400/sachet
- ✓ Code couleur blanc
- ✓ À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific™ Finnpipette™ 1000
- ✓ Gamme de produits Finntip Wide à large orifice

Unité de vente :

400 Pointes