


Désignation

- Cassette standard tube (5 - 2500 μ l) pour modèles Multidrop Combi nL, Multidrop Combi+, Multidrop Combi SMART+

Référence

- 047829

Unité de vente : 1



Description

- Cassette de distribution de tube standard ; pour des volumes de 5 à 2500 μ l
- Autoclavable 50 fois à 121°C, 1 bar, 20 min
- Matériau Embout en polypropylène, Tubulure en silicone
- Volume 5 à 2 500 μ l
- À utiliser avec (équipement) : Multidrop Combi, Multidrop 384 et Multidrop DW
- Volume mort < 7 ml
- Diamètre : Embout : 0.5 mm ; tubulure : 1.3 mm

