

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	047848
<b>Désignation</b>	Pointes Finntips



### Description :

- ✓ Pointes de très haute précision
- ✓ Les pointes Flex sont plus souples, ont une meilleure adhésion à la pipette et une extrémité plus effilée
- ✓ Sans filtre
- ✓ Sur rack
- ✓ Autoclavables
- ✓ Volume : 100 – 1000  $\mu$ l
- ✓ Longueur : 8.7 cm
- ✓ Coloris naturel
- ✓ Rack à code couleur : bleu

### Unité de vente :

10 Racks de 96 pointes

---