

FICHE TECHNIQUE

Référence	047849
Désignation	Pointe Finntips 1000 µl Flex (sachet) Thermo



Description :

- ✓ Utilisées avec les Finnpiettes, elles optimisent la précision... Compatibles avec toutes marques de micropipettes, les Finntips offrent une qualité de pointe exceptionnelle, un choix complet de présentation, et une garantie de précision et de reproductibilité qui font leur renommée et leur succès. Tous les Finntip stériles sont certifiés sans endotoxines, ADN, DNase et RNase free (pointes standard, à filtre et Biocon). Modèle ext. : extra-long.
- ✓ Pointes de très haute précision
- ✓ Les pointes Flex sont plus souples, ont une meilleure adhésion à la pipette et une extrémité plus effilée
- ✓ Coloris naturel, racks à code couleur
- ✓ Finntip stériles certifiés sans endotoxines, ADN, DNase
- ✓ Modèle ext. : extra-long
- ✓ Racks avec couvercle
- ✓ Volume : 100 - 1000 µl
- ✓ Matériau : Polypropylène
- ✓ Dimensions : Longueur : 8,7 cm
- ✓ Couleur : Bleu
- ✓ Autoclavable

Unité de vente :

1000 Pointes