

FICHE TECHNIQUE

Référence	047850
Désignation	Pointes Finntips



Description :

- ✓ Pointes de très haute précision
- ✓ Les pointes Flex sont plus souples, ont une meilleure adhésion à la pipette et une extrémité plus effilée
- ✓ Recharges
- ✓ Sans filtre
- ✓ Autoclavables
- ✓ Volume : 100 – 1000 μ l
- ✓ Longueur : 8.7 cm
- ✓ Coloris naturel
- ✓ Plateau à code couleur : bleu

Unité de vente :

2 Colonnes de 8 plateaux de 96 pointes
