

FICHE TECHNIQUE

Référence	047858
Désignation	Pointes FinnTip 50-1200 µl



Description :

- ✓ Pointes de très haute précision
- ✓ En polypropylène
- ✓ Pointes Flex, plus souples, meilleure adhésion à la pipette, extrémité plus effilée
- ✓ FinnTip stériles, certifiées sans endotoxines, ADN, DNase et RNase free
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Code couleur du rack : turquoise
- ✓ Conditionnement en sachets
- ✓ Volume 20 – 1200 µl
- ✓ Longueur : 8,7 cm

Unité de vente :

1000 Pointes FinnTip 50-1200 µl
