

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|------------------|
| Référence | 047863 |
| Désignation | Incubateur à CO2 |



Description :

- ✓ Incubateur à CO2 Série 8000 WJ – à jaquette d'eau
- ✓ En acier inoxydable
- ✓ Capteur CO2 : IR
- ✓ Capteur O2
- ✓ Dimensions : 66 x 100.3 x 63.5 cm
- ✓ Poids : 120.2 kg
- ✓ Température : 5 à 55 °C
- ✓ Alimentation : 230 V / 50-60 Hz
- ✓ Cycle de décontamination à chauffage direct (12 heures au total dont 120 minutes à 140 °C) permet d'éliminer l'ensemble des microorganismes et des spores fongiques présents sur toutes les surfaces de l'incubateur (ANSI/AAMI/ISO 11134).

Unité de vente :

1 Incubateur