

FICHE TECHNIQUE

Référence	047947
Désignation	Pointe 10 µl



Description

- ✓ Description : Pointe Finntips
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel, rack rose

Certificats

- ✓ Stérile : oui, stérilisée par irradiation - certifiée exempt d'endotoxines, d'ADN, de DNases et de RNases
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 0,2 - 10 µl
- ✓ Dimensions : (long) 33 mm
- ✓ Conditionnement : 10 racks de 96 pointes

Unité de vente :

960 Pointes