

FICHE TECHNIQUE

Référence	048011
Désignation	RACK



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pour 50 microtubes 1.5/2 ml
- ✓ Séparateur intégrés moulés
- ✓ Couvercle battant à verrouillage
- ✓ Zone d'inscription
- ✓ Repérage alphanumérique
- ✓ Teintes Fluorescentes ou teinte naturelle
- ✓ Dimension : 146 x 76 x 38 mm
- ✓ Hauteur interne : 34 mm
- ✓ Ø max du tube : 13 mm
- ✓ Autoclavable

Unité de vente :

5 pièces
