

FICHE TECHNIQUE

Référence	048017A
Désignation	Portoirs flottants en mousse



Description :

Portoirs en polypropylène rigide à double face de rangement pour microtubes. Autoclavables, congelables, ils sont utilisables comme portoirs de travail sur la paillasse, ou portoir de stockage.

Spécifications :

- ✓ 2 faces pour : 96 microtubes 1,5 ml ou 2 ml et 96 microtubes 0,5 ml
- ✓ Couvercle inclus, index alphanumérique, coloris vifs fluo.
- ✓ Dimensions (L x l x h) : 242 x 120 x 47,5 mm
- ✓ Coloris : naturel

Unité de vente :

1 Portoir
