

Désignation

- Portoir a 4 barillets mixte Rotarack

Référence

- 048021

Unité de vente : 1



Description

- Quatre racks rotatifs et verrouillables.
- Reconfiguration rapide pour différentes tailles et types de tubes.
- Couleurs : Vert, Bleu, Rouge, Jaune
- Dimensions : 257 x 108 x 108 mm
- Capacité des tubes :
- Côté 1 : 6 x 0,5 ml et 12 x 1,5/2,0 ml
- Côté 2 : 8 x 5 ou 15 ml
- Côté 3 : 2 x 50 ml
- Côté 4 : 48 x 0,2 ml
- Quatre racks offrent une myriade de configurations pour s'adapter à votre travail.
- Ajoutez ou soustrayez des unités de rack en fonction de vos besoins.
- Options de poste de travail PCR :
- 48 tubes de 0,2 ml par bloc.
- 6 x 8 bandes de tubes par bloc.
- 8 x 12 bandes de tubes par 2 blocs.
- 1 plaque 96 puits sans jupe ou semi-jupe par 2 blocs.
- Plage de température : -80°C à +121°C.
- Construction robuste en polypropylène

