

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	048023
<b>Désignation</b>	Barrette de 8 microtubes



### Description :

- ✓ Bande de 8 microtubes
- ✓ Volume 0,2 ml
- ✓ Capuchons individuels attachés
- ✓ Inhibiteur de PCR free
- ✓ RNase/DNase free
- ✓ Endotoxines free
- ✓ Evite la recherche de tubes et de bouchons
- ✓ Elimine les contaminations croisées
- ✓ Capuchon optique spécial QPCR forme plate

### Unité de vente :

120 Barrettes de 8 microtubes

---