

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	048026B
<b>Désignation</b>	Pointe 10 ml



### Description

- ✓ Description : Pointe pour Gilson, Rainin et Eppendorf
- ✓ Matériau : pointe en polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Graduations : oui
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Conditionné en vrac

### Certificats

- ✓ Stérile : non - certifié sans RNases, DNases, ADN, inhibiteurs de PCR détectables et testé sans pyrogène
- ✓ Autoclavable : oui

### Caractéristiques techniques

- ✓ Compatibilité : Gilson, Rainin et Eppendorf
- ✓ Volume : 10 ml
- ✓ Dimensions : (long) 160,78 mm
- ✓ Conditionnement : 1 sachet de 100 pointes

### Unité de vente :

100 Pointes