

Désignation

- Bouchon gripseal blanc avec joint violet

Référence

- 048040

Unité de vente : 500



---

**Description**

- Bouchons GripSeal® avec joint torique moulé
- Coloris blanc avec joint violet
- Fabriqué à partir de polypropylène ultra-pur (conforme aux normes FDA 21 CFR 177.1520 et USP classe VI) avec un joint torique inerte en TPE moulé directement dans le capuchon.
- Les nervures en caoutchouc sur le capuchon permettent une ouverture et une fermeture sans effort.
- Rayures de couleur contrastante pour une organisation facile.
- $\frac{3}{4}$  de tour facile pour ouvrir et fermer.
- Surface d'étiquetage

