

Désignation

- Bouchon gripseal blanc avec joint jaune

Référence

- 048041

Unité de vente : 500



Description

- Bouchons GripSeal® avec joint torique moulé
- Coloris blanc avec joint jaune
- Fabriqué à partir de polypropylène ultra-pur (conforme aux normes FDA 21 CFR 177.1520 et USP classe VI) avec un joint torique inerte en TPE moulé directement dans le capuchon.
- Les nervures en caoutchouc sur le capuchon permettent une ouverture et une fermeture sans effort.
- Rayures de couleur contrastante pour une organisation facile.
- $\frac{3}{4}$ de tour facile pour ouvrir et fermer.
- Surface d'étiquetage

