

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	048060
<b>Désignation</b>	Pointe 10 ml



### Description

- ✓ Description : Pointe pour Socorex, Finn
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Graduations : oui
- ✓ Coloris : naturel, rack bleu

### Certificats

- ✓ Stérile : oui
- ✓ Autoclavable : oui

### Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 10 ml
- ✓ Dimensions : (long) 165 mm
- ✓ Compatibilité : pour pipette Socorex Biohit Finnpipette
- ✓ Conditionnement : 10 racks de 25 pointes

### Unité de vente :

250 Pointes