

FICHE TECHNIQUE

Référence	048101
Désignation	Flacon



Description :

- ✓ Flacon compte-gouttes
- ✓ En LDPE
- ✓ En polypropylène
- ✓ Bouchon 8-425
- ✓ Délivre 1 goutte à la fois
- ✓ Volume de la goutte 41 μ l +/- 5 μ l
- ✓ Le coloris blanc protège les échantillons sensibles aux UV
- ✓ Volume 3 ml
- ✓ Dimensions \varnothing 14 mm – Hauteur 49 mm
- ✓ Coloris blanc

Unité de vente :

144 Flacons