

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	048317
<b>Désignation</b>	Bouteille anti-fuite 125 ml



### Description :

- ✓ Bouteille anti-fuite en polyéthylène basse densité (LDPE)
- ✓ Col étroit
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fermeture à double scellage supérieur pour résister aux fuites
- ✓ Bouchon en polypropylène vissé
- ✓ Rebord verseur anti-gouttes

### Certificats :

- ✓ Non stérile

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 125 ml
- ✓ Filetage : 24-410
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 50 x 101 mm

### Unité de vente :

12 Bouteilles anti-fuite 125 ml