

Désignation

- Bouteilles polyéthylène haute densité naturel 30 ml

Référence

- 048323

Unité de vente : 12



Description

- Idéal pour une large gamme d'applications générales de laboratoire, y compris l'emballage, le stockage et le transport de liquides
- Fabriqué en PEHD, offrant une excellente résistance chimique et une aptitude à la congélation à -100 °C
- La fermeture à double joint de qualité supérieure garantit des performances sans fuite
- Bouche verseuse anti-goutte pour un versement sûr et propre
- Matériau HDPE
- Capacité (mL) 30
- Couleur Naturel
- Diamètre (mm) 32
- Ouverture de la bouche Étroite
- Filetage 20-410
- Couleur de la bouteille Naturel
- Matériau de la bouteille HDPE
- Hauteur (mm) 69
- Bouchon à vis en polypropylène inclus
- Non Autoclavable
- Quantité 72

