

Désignation

- Bouchon de lyophilisation Wheaton

Référence

- 048485

Unité de vente : 100



Description

- Bouchon de lyophilisation Wheaton
- Bouchon fendu pour stockage sous vide ou gaz inerte. Le bouchon doit être partiellement introduit dans le flacon durant la lyophilisation, et totalement enfoncé en fin d'opération.
- Matériau : Chlorobutyl 50
- Dimensions : Pour bouche de \varnothing int. x \varnothing ext. : 7 x 13
- Nombre d'ouvertures : 2

