

FICHE TECHNIQUE

Référence	048539
Désignation	Tubes de culture



Description :

- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Conformes aux normes ASTM Type I, Class B and USP Type I
- ✓ Bouchon avec joint caoutchouc styrène butadiène facé PTFE
- ✓ Autoclavables et réutilisables
- ✓ Volume : 11 ml
- ✓ Dimensions : 16 x 100 mm
- ✓ Col à vis : 15-415

Unité de vente :

144 Tubes
