

FICHE TECHNIQUE

Référence	048651
Désignation	Bouteille hybridation



Description :

- ✓ Bouteille hybridation en verre borosilicaté
- ✓ Bouchon en Polybutylene Terephthalate (PBT) avec joint PTFE/silicone
- ✓ Idéale pour les procédures de blotting d'acide nucléique et de protéine
- ✓ Convient à la plupart des membranes et fours à hybridation

Certificats :

- ✓ Verre borosilicaté conforme aux exigences USP type I

Caractéristiques techniques :

- ✓ Epaisseur : 3,2 mm
- ✓ Diamètre du tube : 35 mm
- ✓ Diamètre du bouchon : 45 mm
- ✓ Longueur : 150 mm

Unité de vente :

1 Bouteille hybridation
