

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	048660
<b>Désignation</b>	Bouchons lyophilisation 20mm



### Description :

- ✓ Les bouchons de type bride sont fixés avec des joints sertis d'aluminium
- ✓ Les bouchons à fente et à trois broches sont destinés aux applications de lyophilisation
- ✓ Matière : Caoutchouc chlorobutyle
- ✓ Coloris : gris
- ✓ Diamètre interne : 2 cm
- ✓ Compatible avec un diamètre interne de 1,3 cm et un diamètre externe de 2 cm d'ouverture de bouteilles et de flacons de sérum
- ✓ Autoclavable

### Unité de vente :

300 Bouchons