

FICHE TECHNIQUE

Référence	048668
Désignation	Flacon



Description :

- ✓ Flacon à sérum
- ✓ Pour applications en lyophilisation, fond renforcé
- ✓ Bord interne avec une gorge assurant une bonne fermeture avec les bouchons Snap-on
- ✓ Livrés sous emballage rétractable pour réduire les contaminations par les poussières
- ✓ Verre borosilicaté à faible taux d'extractibles (standards ASTM Type I Classe A et USP type I)
- ✓ Verre clair
- ✓ Bouchon Snap-on
- ✓ Pour bouche de Ø int. x Ø ext : 7 x 13 mm
- ✓ Ø x h : 15 x 35 mm
- ✓ Volume : 2 ml

Unité de vente :

144 Flacons
