

FICHE TECHNIQUE

Référence	048700
Désignation	Bouteilles de stockage



Description :

- ✓ En verre Wheaton 800, répondant aux normes USP type III
- ✓ Double graduation en Oz et en ml
- ✓ Pour poudres et échantillons secs
- ✓ Bouchon en phénolique noir et joint caoutchouc autoclavable
- ✓ Volume : 30 ml
- ✓ Dimensions : 34 x 68 mm
- ✓ Bouchon : 33-400

Unité de vente :

48 Bouteilles
