

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	048714
<b>Désignation</b>	Bouteilles



### Description :

- ✓ Bouteilles de stockage
- ✓ Ambrée
- ✓ A col large
- ✓ En verre sodocalcique
- ✓ Répondant aux normes USP type III
- ✓ Livrées avec capuchon en polypropylène blanc et joint mousse polyéthylène facé PTFE
- ✓ Idéales pour le stockage des poudres et produits sensibles à la lumière
- ✓ Bouchon 53.400
- ✓ Volume 1000 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 99 x 178 mm

### Unité de vente :

12 Bouteilles de stockage