

FICHE TECHNIQUE

Référence	048715
Désignation	Jarre à bord droit 60 ml Wheaton



Description :

- ✓ En verre sodocalcique répondant aux normes USP type III
- ✓ Avec bouchon en polypropylène blanc et joint mousse polyéthylène facé PTFE
- ✓ Pour l'échantillonnage de produits sec, de poudres
- ✓ Type de bouchon : 53-400 - à vis
- ✓ Capacité : 60 ml
- ✓ Dimensions (ø x h) 55 x 48 mm

Unité de vente :

24 Jarres à bord droit 60 ml Wheaton
